

deconex® 41 STS TF

Concentré de rinçage acide, écologique pour les pots-de-chambres

Il s'utilise dans des machines à laver spéciales,
sans alcalins



Application

deconex 41 STS TF s'utilise pour un rinçage brillant et pour éviter des dépôts calcaires dans les machines auto-matiques de décontamination pour les pots-de-chambres, les bouteilles d'urine, les godets de selles, les verres de sécrétion, les autres récipients d'élimination et les ustensiles.

deconex 41 STS TF convient particulièrement aux machines auxquelles le produit concentré est dosé directement dans l'évaporateur.

Propriétés

deconex 41 STS TF empêche la formation des dépôts sur les pièces à laver, dans la machine, dans les buses et les tuyaux. Le concentré de rinçage acide accélère le séchage des pièces à laver et en même temps, il évite la formation des taches d'eau. deconex 41 STS TF évite des tartres dans les machines équipées d'un générateur de vapeur.

Grâce à sa formule à base d'acides, deconex 41 STS TF n'a pas besoin des complexants qui se trouvent normalement dans des produits alcalins.

Composants

Acides organiques, agent séquestrant, inhibiteur de corrosion

Dosage

Le dosage se passe avec les installations de dosage et il s'élève à:

0.5-5.0 mL/L
(selon la dureté de l'eau)

Informations d'utilisation

A utiliser seulement dans des systèmes de dosage qui sont résistants à l'acide.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:

L'acier inox, les matières synthétiques, le verre, l'aluminium

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

Données chimiques/physiques

| | | |
|-----------|---|--|
| Valeur pH | solution à 1% dans de l'eau déminéralisée | env. 2.6 |
| Densité | concentré | 1.04 g/mL |
| Aspect | concentré | un liquid transparent, incolore à faiblement jaune |

deconex® 41 STS TF

Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Manufacture:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.