

# deconex®

# LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray  
Smörjspray för instrument  
Spraysmøring til instrumenter



**(EN)** For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

**Application:** Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

**Danger !** Contains: PARAFFIN OILS  
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

**(SV)** För manuell rengöring av ledade rostfria instrument före sterilisering. Biokompatibel och ånggenomsläpplig (vid sterilisering)

**Användning:** Sprayas in i ledområdet på rengjorda instrument.

Endast för yrkesmässigt bruk. Se bruksanvisningen!

Innehåll: Medicinsk vitolja enligt Ph. Eur., Drivgas: propan/butan

**Fara !** Innehåller: PARAFFINOLJOR  
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

**(DA)** Til manuel pleje af samlede kirurgiske instrumenter i rustfrit stål inden sterilisering. Biokompatibelt og dampgennemtrængeligt (sterilisering)

**Anvendelse:** Sprøjtes på de rensede, åbne instrumenters ledområde.

Kun til professionel brug. Følg brugsanvisningen!

Componente: Ulei de parafi nå medicinal dupå Ph. Eur., gaz antrenare: Propan / Butan

**Farlig !** Indeholder: PARAFFINOLIER  
Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmpåvirkning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.



For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

Produktetiketter på andra språk finns på vår webbplats: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

Versioner på andre sprog findes på vores website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

5 °C / 25 °C

400 mL e

3 520

**REF** 520900.00-CA03



see bottom /  
se undersidan /  
se nederst

**LOT**

see bottom /  
se undersidan /  
se nederst



Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil / Switzerland  
Tel. +41 32 686 56 00  
office@borer.ch