

Aperçu du produit

Domaine d'application										Compatibilité avec les matériaux				pH (concentré)				
Laboratoires d'analyses	Laboratoires de préparation	Microbiologie	Analyse de l'environnement de l'eau	Industrie laitière	Industrie de denrées alimentaires	Pétrochimie	Analyse de traces	Brasserie	Industrie du papier/analyseur de pâte à papier	Elevage d'animaux de laboratoire	Verre	Aluminium	Acier inoxydable	Matières synthétiques	Alcalin	Légèrement alcalin	Neutre	Acide

Nettoyage en machine de verre de laboratoire

deconex® 20 NS-x	Détergent	●		●			●				●		●	●	●				
deconex® 21 CLF	Détergent	●			●	●		●			●	●	●	●		●			
deconex® 21 LIQ	Détergent				●	●					●	●	●	●		●			
deconex® 21 SOLID	Détergent	●			●						●	●	●	●		●			
deconex® 22 HPF-x	Détergent	●	●	●				●					●	●	●				
deconex® 22 LIQ-x	Détergent	●		●							●	●	●	●		●			
deconex® 22 PF	Détergent	●		●							●	●	●	●		●			
deconex® 24 FORTE	Détergent		●		●						●		●	●		●			
deconex® 24 LIQ	Détergent		●				●				●		●	●		●			
deconex® FORMULA 1	Détergent		●	●			●				●		●	●		●			
deconex® 25 ORGANACID	Neutralisant	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●					●
deconex® 26 MINERALACID	Neutralisant		●						●		●		●	●					●
deconex® 26 PLUS	Neutralisant		●						●	●	●		●	●					●
deconex® 41 CLEAR	Rinçage			●							●	●	●	●					●
deconex® 32 EMULGATOR	Additif		●				●				●	●	●	●			●		

Nettoyage manuel de verre de laboratoire

deconex® 11 UNIVERSAL	Détergent		●		●						●		●	●	●				
deconex® 12 BASIC	Détergent	●			●		●	●			●	○	●	●		●			
deconex® 12 NS-x	Détergent	●					●				●		●	●	●				
deconex® 12 PA-x	Détergent	●									●	○	●	●		●			

- convient
- convient sous certaines réserves

Aperçu du produit

		Domaine d'application										Compatibilité avec les matériaux				pH (concentré)					
		Laboratoires d'analyses	Laboratoires de préparation	Microbiologie	Analyse de l'environnement de l'eau	Industrie laitière	Industrie des denrées alimentaires	Pétrochimie	Analyse de traces	Brasserie	Industrie du papier/analyseur de pâte à papier	Elevage d'animaux de laboratoire	Verre	Aluminium	Acier inoxydable	Matières synthétiques	Alcalin	Légèrement alcalin	Neutre	Acide	
deconex® 15 NF	Détergent	●	●	●	●			●		●		●		●	●	●	●				
deconex® 15 PF-x	Détergent	●		●	●													●			
deconex® 16 PLUS	Détergent	●	●	●		●													●		
deconex® 20 NS-x	Détergent	●							●									●			

Stérilisation des sols

deconex® SURFAX	Détergent			●		●	●							●					●		
deconex® LABCLEAN	Détergent	●	●	●	●	●	●	●	●					●							●
deconex® 51 GASTRO	Désinfectant					●	●								●	●	●			●	
deconex® SOLARSEPT	Désinfectant			●		●	●								●	●	●			●	
deconex® SURFACE AF	Désinfectant			●		●	●								●	●	●			●	
deconex® SURFACE FF	Désinfectant			●		●	●								●	●	●			●	

Décontamination

deconex® 53 INSTRUMENT	Désinfectant			●		●								●	●	●	●		●		
------------------------	--------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--

Mains

decosept® HA	Désinfectant			●		●	●							●					●		
--------------	--------------	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

Graisses

glisseal® HV	Graisses	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●				
glisseal® N	Graisses	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●				

● convient
○ convient sous certaines réserves