

Produkteübersicht

Einsatzgebiet											Materialverträglichkeit				pH-Wert (Konzentrat)			
Analysenlabors	Präparative Labors	Mikrobiologie	Umwelt- und Wasser-analytik	Milchwirtschaft	Lebensmittelindustrie	Petrochemie	Spurenanalytik	Brauerei	Papierindustrie/Pulp Analyzer	Versuchsterhaltung	Glas	Aluminium	Edelstahl	Kunststoffe	alkalisch	mitdalkalisch	neutral	sauer

Maschinelle Laborglasreinigung

deconex® 20 NS-x	Reiniger	●		●			●				●		●	●	●				
deconex® 21 CLF	Reiniger	●			●	●		●			●	●	●	●		●			
deconex® 21 LIQ	Reiniger				●	●					●	●	●	●		●			
deconex® 21 SOLID	Reiniger	●			●						●	●	●	●		●			
deconex® 22 HPF-x	Reiniger	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				
deconex® 22 LIQ-x	Reiniger	●		●							●	●	●	●	●				
deconex® 22 PF	Reiniger	●		●							●	●	●	●	●				
deconex® 24 FORTE	Reiniger		●		●						●	●	●	●	●				
deconex® 24 LIQ	Reiniger		●				●				●	●	●	●	●				
deconex® FORMULA 1	Reiniger		●	●			●				●	●	●	●	●				
deconex® 25 ORGANACID	Neutralisationsmittel	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●					●
deconex® 26 MINERALACID	Neutralisationsmittel		●				●		●		●	●	●	●					●
deconex® 26 PLUS	Neutralisationsmittel		●				●		●	●	●	●	●	●					●
deconex® 41 CLEAR	Klarspüler			●							●	●	●	●					●
deconex® 32 EMULGATOR	Additiv		●				●				●	●	●	●			●		

Manuelle Laborglasreinigung

deconex® 11 UNIVERSAL	Reiniger		●		●						●		●	●	●				
deconex® 12 BASIC	Reiniger	●			●		●	●		●	●	○	●	●		●			
deconex® 12 NS-x	Reiniger	●					●				●		●	●	●				
deconex® 12 PA-x	Reiniger	●									●	○	●	●		●			

● geeignet
○ bedingt geeignet

Produkteübersicht

		Einsatzgebiet										Materialverträglichkeit				pH-Wert (Konzentrat)				
		Analysenlabors	Präparative Labors	Mikrobiologie	Umwelt- und Wasser-analytik	Milchwirtschaft	Lebensmittelindustrie	Petrochemie	Spurenanalytik	Brauerei	Papierindustrie/Pulp Analyzer	Versuchstierhaltung	Glas	Aluminium	Edelstahl	Kunststoffe	alkalisch	mittalalkalisch	neutral	sauer
deconex® 15 NF	Reiniger	●	●	●	●			●		●		●		●	●	●				
deconex® 15 PF-x	Reiniger	●		●	●											●	●			
deconex® 16 PLUS	Reiniger	●	●	●		●								●	●	●			●	
deconex® 20 NS-x	Reiniger	●							●					●		●				

Flächenaufbereitung

deconex® SURFAX	Reiniger			●		●	●							●				●		
deconex® LABCLEAN	Reiniger	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●				●
deconex® 51 GASTRO	Desinfektionsreiniger					●	●								●	●	●			
deconex® SOLARSEPT	Desinfektionsreiniger			●		●	●							●	●	●	●			
deconex® SURFACE AF	Desinfektionsreiniger			●		●	●								●	●	●			
deconex® SURFACE FF	Desinfektionsreiniger			●		●	●								●	●	●			●

Dekontamination

deconex® 53 INSTRUMENT	Desinfektionsmittel			●		●								●	●	●	●		●	
------------------------	---------------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	--

Hände

decosept® HA	Desinfektionsmittel			●		●	●				●								●	
--------------	---------------------	--	--	---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Fette

glisseal® HV	Fette	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●			
glisseal® N	Fette	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●			

● geeignet
○ bedingt geeignet