

deconex®

LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray
Спрей-лубликант за инструменти
Spray lubrifiant pentru instrumente



(EN) For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

Application: Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

Danger ! Contains: PARAFFIN OILS
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.



For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

(BG) За ръчни грижи за сглобяеми хирургически инструменти от неръждаема стомана преди стерилизация. Биосъвместим и паропроницаем (стерилизация)

Приложение: Напръскайте почистените инструменти в отворено състояние, като насочите струята към мястото на свързване.

Само за професионална употреба. Вижте инструкциите за употреба!

Съдържание: Медицинско бяло масло съгласно Европейската фармакопея, пропелант: пропан / бутан

Опасно ! *Contains:* ПАРАФИНОВО МАСЛО

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.

Информацията от етикета на други езици можете да намерите на уебсайта ни: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

(RO) Pentru întreținerea manuală a instrumentelor chirurgicale din oțel inoxidabil cu articulații, înainte de sterilizare. Biocompatibil și permeabil la vapori (sterilizare)

Utilizare: Pulverizați peste instrumentele curățate, în poziție deschisă, în zona articulației.

Numai pentru uz profesional. Consultați instrucțiunile de utilizare!

Componente: Ulei de parafină medicinală după Ph. Eur., gaz antrenare: Propan / Butan

Pericol ! *Contiene:* ULEIURI DE PARAFINĂ
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.

Per le etichette in altre lingue visitate il nostro sito: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

5 °C / 25 °C **CE**

400 mL e

3 520

REF 520900.00-CA03



see bottom /
виж дъното /
vezi mai jos

LOT

see bottom /
виж дъното /
vezi mai jos



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00
office@borer.ch