

# deconex®

## LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray  
Lubrikační sprej pro přístroje  
Smar do narządzi w sprayu



**(EN)** For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

**Application:** Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

**Danger !** Contains: PARAFFIN OILS  
Extremely flammable aerosol.  
Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(CZ)** Pro ruční péči kloubových chirurgických nástrojů z nerezavějící oceli před sterilizací. Biologicky kompatibilní a propustný pro páru (parní sterilizace)

**Použití:** Nástroje určené k čištění postříkejte v otevřeném stavu a mířte na oblast kloubů.

Pouze pro profesionální použití. Viz návod k použití!

Bílý medicínský olej podle Ph. Eur. (Evropský lékopis), pohonný plyn: propan-butan

**Nebezpečí !** Obsahuje: OLEJE PARAFINOVÉ  
Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

Další jazykové verze naleznete na naší webové stránce: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(PL)** Do ręcznego czyszczenia przegubowych narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej przed sterylizacją. Biokompatybilny i paroprzepuszczalny (sterylizacja)

**Stosowanie:** Oczyszczone instrumenty w stanie otwartym spryskać dokładnie na przegubach.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi!

Medyczny olej biały zgodnie z Ph. Eur., propelenet aerosolowy: propan-butan

**Niebezpieczeństwo !** Contiene: OLEJE PARAFINOWE  
Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Informacje w innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>



Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil / Switzerland  
Tel. +41 32 686 56 00  
office@borer.ch

5 °C / 25 °C **CE**

400 mL e

3 520

**REF** 520900.00-CA03



see bottom /  
viz spodní strana  
obalu / patrz niżej

**LOT**

see bottom /  
виж дъното /  
vezi mai jos

