

deconex®

LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray
Λιπαντικό σπρέι εργαλείων
Araç yağlayıcı spreyi

(EN) For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

Application: Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

Danger ! Contains: PARAFFIN OILS
Extremely flammable aerosol.
Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

(EL) Για τη χειροκίνητη φροντίδα συνενωμένων χειρουργικών εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα πριν από την αποστείρωση. Βιοσυμβατό και διαπερατό στον ατμό (αποστείρωση)

Εφαρμογή: Ψεκάζετε τα καθαρισμένα ανοικτά εργαλεία στοχεύοντας στην περιοχή της άρθρωσης.

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης!

Συστατικά: Λευκό λάδι ιατρικής χρήσης κατά την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, προωθητικό αέριο: προπάνιο/βουτάνιο

Κίνδυνος ! Περιεχόμενο: ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ
Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Περιέκτης υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F.

Περαιτέρω γλωσσικές εκδόσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στη διεύθυνση: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>



(TR) Sterilizasyondan önce bağlantılar içeren paslanmaz çelik cerrahi araçların manuel bakımı için. Biyolojik uyumluluk gösterir ve buhar geçişkenlidir (sterilizasyon)

Uygulama: Açık durumdaki temiz gereçlerin doğrudan mafsal yerlerine püskürtün.

Sadece profesyonel kullanım için. Kullanım talimatlarına bakın!

Diğer dil seçeneklerine Web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.borer.ch/en/products/borer-medical

Tehlikeler ! İçerdiği madde: PARAFİN YAĞLARI
İleri derecede tutuşabilir aerosol. Kap basınç altında. Isıtıldığında patlayabilir. Isı/kivildim/açık alev/ısıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin. Açık alevlere veya başka tutuşturucu kaynaklara sıkmayın. Kap basınç altındadır: Kullandıktan sonra dahi kabı delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun ve 50°C/122°F üzerinde ısılara maruz bırakmayın.

Diğer dil seçeneklerine Web sitemizden ulaşabilirsiniz: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00
office@borer.ch

5 °C / 25 °C

CE

400 mL e

3 520

REF 520900.00-CA03



see bottom /
βλ. πυθμένα /
bkz. altta

LOT

see bottom /
βλ. πυθμένα /
bkz. altta

