

# deconex®

# LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray

اسپری روان کننده ابزار آلات  
اسبرای تزلیق الأدوات



**(EN)** For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

**Application:** Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

**Danger !** Contains: PARAFFIN OILS  
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(FA)** برای مراقب غیر خودکار از تجهیزات جراحی متصل ساخته شده از فولاد ضد زنگ پیش از استریل سازی. دارای سازگاری زیستی و قابلیت عبوردهی رطوبت (استریل سازی)

**کاربرد:** آنرا برای تمیز کردن ابزار بکار ببرید. ابزار را باز کنید و بر روی آن تا سطح اتصال اسپری بزنید.

فقط برای استفاده حرفه ای. به دستورالعمل های استفاده مراجعه کنید!

اجزا سازنده:  
روغن سفید پزشکی بر اساس Ph. Eur، عامل پشیران: پروپان / بوتان

**خطر !** حاوی: روغن های پارافین  
اسپری فوق العاده قابل اشتعال. قوطی تحت فشار: اگر حرارت ببیند ممکن است منفجر شود. از حرارت، سطوح داغ، جرقه، شعله های بدون محافظت و دیگر منابع آتش دور نگاهدارید. سیگار نکشید. از زدن اسپری روی شعله بدون آتش یا دیگر منابع آتش خودداری کنید. حتی بعد از استفاده هم آن را سوراخ نکنید و نسوزانید. از نور خورشید دور نگاهدارید. از قرار دادن در مقابل حرارت بیشتر از 50 درجه سانتی گراد / 122 درجه فارنهایت خودداری کنید.

برای دریافت لیبلهای محصول به زبانهای دیگر از وبسایت ما باز دید کنید:  
<http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(AR)** للعناية اليدوية بالأدوات الجراحية المفصالية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ قبل التعقيم. (بغرض التعقيم) متوافق بيولوجياً ونافذ عبر الأبخرة

**كيفية الاستعمال:** استعمال البخاخ لتنظيف الأدوات. افتح الأداة واستخدم البخاخ باتجاه منطقة الالتحام.

للاستخدام المهني فقط. ارجع إلى تعليمات الاستخدام.

اجزا سازنده:  
روغن سفید پزشکی بر اساس Ph. Eur، عامل پشیران: پروپان / بوتان

**خطر !** تحتوي على: زيت البارافين  
الأيروسول قابل للاشتعال إلى أقصى درجة. العبوة المصنوعة قد تنفجر في حالة التسخين. برجاء حفظها بعيداً عن مصادر الحرارة والأسطح الساخنة والشعر واللهب المكشوف ومصادر الاشتعال الأخرى. ممنوع التدخين. برجاء عدم الرش فوق اللهب المكشوف أو مصادر الاشتعال الأخرى. برجاء عدم ثقبها أو حرقها أو حتى استخدامها. برجاء حمايتها من أشعة الشمس. برجاء عدم تعريضها لدرجات حرارة تتجاوز 50°C/122°F

للتعرف على ملصقات المنتج بلغات أخرى، يرجى زيارة موقع الويب:  
<http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>



Swiss made



Borer Chemie AG  
Gwerbestrasse 13  
4528 Zuchwil / Switzerland  
Tel. +41 32 686 56 00  
office@borer.ch

5°C / 25°C CE

400 mL e

3 520

REF 520900.00-CA03



see bottom /  
قسمت پایین را نگاه کنید /  
انظر أدناه

LOT

see bottom /  
قسمت پایین را نگاه کنید /  
انظر أدناه

