

# deconex®

# LUBE SPRAY

Instrument lubricant spray  
Спреј за негу инструмената  
Pršilo z mazivom za inštrumente



**(EN)** For manual care of jointed surgical stainless steel instruments before sterilisation. Biocompatible and vapour permeable (sterilisation)

**Application:** Apply to clean instruments. Open the instrument and spray towards the joint area.

For professional use only. Refer to instructions for use!

Ingredients: Medicinal white oil as per Ph. Eur., Propellant: propane / butane

**Danger!** Contains: PARAFFIN OILS  
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.



For product labels in other languages visit our website: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(SR)** За мануелну основну негу хируршких инструмената од племенитог челика пре стерилизације. Биолошки компатибилан и паропропустљив (стерилизација)

**Примена:** Користити за чишћење инструмената – отворити их, а затим испрсати око зглоба.

Само за професионалну употребу. Обратите пажњу на Упутства о примени!

Састав: Медицинско бељено уље према захтевима Ph. Eur.; распршивачка материја: пропан/бутан

**Опасност!** Sadrži: ПАРАФИНСКА УЉА  
Екстремно запаљиви аеросол. Посуда је под притиском. Код загревања може да експлодира. Држати подаље од врућине/варница/отвореног пламена/врућих површина. - Немојте пушити. Немојте прскати према отвореној ватри или другом запаљивом извору. Контејнер је под притиском: Немојте га пробушити или спаљивати, чак ни након употребе. Чувати од сунчевог зрачења и не излагати температурама вишим од 50°C/122°F.

Етикете на другим језицима налазе се на нашем веб сајту: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

**(SL)** Za ročno čiščenje spojenih kirurških inštrumentov iz nerjavna jekla pred sterilizacijo. Biološko združljivo in za paro prepustno (sterilizacija)

**Uporaba:** Očiščene instrumente odprite in usmerjeno poškropite na območje zglobov.

Samo za poklicno uporabo. Glejte navodila za uporabo!

Sestavine: Medicinsko belo olje po Ph. Eur., pogonski plin: propan/butan

**Nevarno!** Vsebuje: PARAFINSKA OLJA  
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horučich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru žiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Začítiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

Versiunile în alte limbi se găsec pe pagina noastră de web, la: <http://www.borer.ch/en/products/borer-medical/deconex-lube-spray/>

5 °C / 25 °C CE

400 mL e

3 520

REF 520900.00-CA03



see bottom /  
види одоздо /  
glejte dno

LOT

see bottom /  
види одоздо /  
glejte dno



Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil / Switzerland  
Tel. +41 32 686 56 00  
office@borer.ch